

SCHLUMBOHM CISA Sterilisatoren

* Standardabmessungen bei Ausführung Hospital +
Hausdampf – bei anderen Ausführungen ggf. abweichend



Modell	StE	Kammergröße (B x H x T) in mm	Kammervolumen Liter	Türausführung	Außenabmessungen (B x H x T) in mm*
<i>Baureihe 3000</i>					
3270 HB	1	320 x 320 x 650	71	SV	700 x 1.500 x 800
3270	1	320 x 320 x 700	71	SO/SV	795 x 1.500 x 995
3290	1,5	320 x 320 x 1.000	98	SO/SV	795 x 1.500 x 1.295
<i>Baureihe 3600</i>					
3670	2	320 x 660 x 700	148	SO	860 x 1.850 x 1.100
3690	3	320 x 660 x 1.000	211	SO	860 x 1.850 x 1.310
<i>Baureihe 420-ISO</i>					
4270	4/4/6	450 x 450 x 700	142	SV	860 x 1.850 x 920
4210	4/4/9	450 x 480 x 1.000	203	SV	860 x 1.850 x 1.200
4212	4/4/12	450 x 450 x 1.250	253	SV	860 x 1.850 x 1.450
<i>Baureihe 640so</i>					
6464	4	660 x 660 x 700	305	SO	1.700 x 1.850 x 1.086
6410	6	660 x 660 x 1.000	435	SO	1.700 x 1.850 x 1.366
6412	8	660 x 660 x 1.285	545	SO	1.700 x 1.850 x 1.650
6415	10	660 x 660 x 1.600	697	SO	1.700 x 1.850 x 1.968
6420	12	660 x 660 x 1.900	827	SO	1.700 x 1.850 x 2.366
<i>Baureihe 640sv</i>					
6464	4	660 x 660 x 700	305	SV	1.424 x 1.850 x 1.024
6410	6	660 x 660 x 1.000	435	SV	1.424 x 1.850 x 1.300
6412	8	660 x 660 x 1.285	545	SV	1.424 x 1.850 x 1.553
6415	10	660 x 660 x 1.600	697	SV	1.424 x 1.850 x 1.853
6420	12	660 x 660 x 1.900	827	SV	1.424 x 1.850 x 2.282
<i>Baureihe 1000</i>					
1170	6	660 x 1.120 x 700	517	SO	2.000 x 1.900 x 1.158
1110	9	660 x 1.120 x 1.000	740	SO	2.000 x 1.900 x 1.458
1113	12	660 x 1.120 x 1.300	961	SO	2.000 x 1.900 x 1.758
1115	15	660 x 1.120 x 1.600	1.182	SO	2.000 x 1.900 x 2.058
1120	18	660 x 1.120 x 2.000	1.405	SO	2.000 x 1.900 x 2.458
1125	24	660 x 1.120 x 2.500	1.848	SO	2.000 x 1.900 x 2.958

SCHLUMBOHM CISA Sterilisatoren

* Standardabmessungen bei Ausführung Hospital +
Hausdampf – bei anderen Ausführungen ggf. abweichend



Modell	StE	Kammergröße (B x H x T) in mm	Kammervolumen Liter	Türausführung	Außenabmessungen (B x H x T) in mm*
<i>Baureihe 1400</i>					
1470	8	660 x 1.490 x 700	689	SO	2.000 x 2.300 x 1.158
1410	12	660 x 1.490 x 1.000	984	SO	2.000 x 2.300 x 1.458
1413	16	660 x 1.490 x 1.300	1.278	SO	2.000 x 2.300 x 1.758
1415	20	660 x 1.490 x 1.600	1.573	SO	2.000 x 2.300 x 2.058
1420	24	660 x 1.490 x 2.000	1.868	SO	2.000 x 2.300 x 2.458
1425	32	660 x 1.490 x 2.458	2.458	SO	2.000 x 2.300 x 2.958
<i>Baureihe 1350</i>					
1315	24	1.050 x 1.350 x 1.600	2.127	SO	2.800 x 2.100 x 2.058
1320	32	1.050 x 1.350 x 1.900	2.694	SO	2.800 x 2.100 x 2.458
1325	48	1.050 x 1.350 x 2.500	3.544	SO	2.800 x 2.100 x 2.958
<i>Baureihe 2000</i>					
2015	45	1.050 x 2.000 x 1.600	3.360	SO	2.800 x 2.650 x 2.060
2020	54	1.050 x 2.000 x 1.900	3.990	SO	2.800 x 2.650 x 2.340
2025	72	1.050 x 2.000 x 2.500	5.250	SO	2.800 x 2.650 x 2.960

Ausführungsvarianten, z. B.

H	für feste und poröse Güter, nach DIN 285
HL	für feste und poröse Güter, nach DIN 285 sowie für Flüssigkeiten, nach DIN 58 951
L/HP	für feste und poröse Güter, nach DIN 285 sowie für Flüssigkeiten, nach DIN 58 951 sowie für GenTG/GenTSV
L	für pharmazeutische Anwendungen, nach DIN 58 950

Dampfversorgungsvarianten, z. B.

E	Elektrodampferzeuger
V	Hausdampfversorgung
EV	Hausdampfversorgung, über Touch-Screen umschaltbar auf Elektrodampferzeuger
SV	Heizdampf/Reindampf-Wärmetauscher
ESV	Heizdampf/Reindampf-Wärmetauscher, über Touch-Screen umschaltbar auf Elektrodampferzeuger

Weitere Varianten, z. B.:

1P	eintürige Maschine
2P	zweitürige (Durchreichemaschine)
SV	Automatische Schiebetür vertikal
SO	Automatische Schiebetür horizontal