



# SCHLUMBOHM Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG's)


- ergonomisch und zukunftsicher
- schnell und vollautomatisch
- geringer Platzbedarf

## SWD.8 SERIE

Die Geräte der SWD-Serie sind die idealen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten zur sicheren sowie effizienten Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten,

MIC-Instrumentarium, Anästhesiematerial, Containern, OP-Schuhe sowie Laborutensilien.

Bei der Entwicklung standen neben einem ansprechenden Design und reduzierten Außenabmessungen auch innovative Features zur Erhöhung der Prozesssicherheit und die uneingeschränkte Konformität gemäß der DIN EN ISO 15883 im Vordergrund.



Bitte lassen Sie sich fachkompetent von unseren Produktspezialisten beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf **040 7691500**.

Erfragen Sie unsere Aktionsangebote & Finanzierungsmöglichkeiten!

SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH

Grenzkehre 1 | 21079 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 769150 - 0 | Fax: +49 (0) 40 769150 - 26

[www.schlumbohm-medlab.de](http://www.schlumbohm-medlab.de) | [info@schlumbohm-medlab.com](mailto:info@schlumbohm-medlab.com)



Fordern Sie unverbindlich Ihr individuelles Angebot an.





**SWD.8.1MD  
SWD.8.1MD.L**



	SWD.8.1MD	SWD.8.1MD.L
<b>Maße und Gewicht</b>		
Gerätemaß, Breite	600 mm	900 mm
Gerätemaß, Tiefe	650 mm	650 mm
Gerätemaß, Höhe	845 mm	845 mm
Waschkammer, Breite	550 mm	550 mm
Waschkammer, Tiefe	500 mm	500 mm
Waschkammer, Höhe	600 mm	600 mm
Beladehöhe	246 mm / optional: 846 mm	246 mm / optional: 846 mm
Nettogewicht	100 kg	115 kg / SC: 120 kg
Betriebsgewicht inkl. Beladung	155 kg	175 kg / SC: 180 kg
Spezifische Deckenbelastung	4.527 N/m <sup>2</sup>	3.672 N/m <sup>2</sup>
<b>Anschlussdaten</b>		
Abluft	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Kammerablauf	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Ablauf	DN 40	DN 40
Kaltwasser	¾" G (Rohr ½" G) - 5° - 15° C	¾" G (Rohr ½" G) - 5° - 15° C
Warmwasser	¾" G (Rohr ½" G) - 45° - 60° C	¾" G (Rohr ½" G) - 45° - 60° C
VE-Wasser	½" G - 15 µS/cm 5- 15° C	½" G - 15 µS/cm 5- 15° C
Fließdruck	2-5 bar	2-5 bar
Elektroanschluss	400 V 50 Hz / 230 V 50 Hz	400 V 50 Hz / 230 V 50 Hz
Hauptsicherung	16 A	16 A
<b>Leistungsdaten</b>		
Umwälzpumpe	0,7 kW 400 l/min	0,7 kW 400 l/min
Trocknungsgebläse	0,3 kW 120 m <sup>3</sup> h	0,3 kW 120 m <sup>3</sup> h
Heizelemente Kammer	5,25 kW	5,25 kW
Luftheizung	3 kW	3 kW
diverse Verbraucher	0,1 kW	0,1 kW
Boiler		4,5 kW
Max. Leistungsaufnahme	6 kW	6 kW / 7,9 kW
Stromaufnahme	8,6 A	8,6 A
<b>Verbrauchsdaten</b>		
Kaltwasser (Standardprogramm)	12 L/Charge	12 L/Charge
Warmwasser (Standardprogramm)	24 L/Charge	24 L/Charge
VE-Wasser (Standardprogramm)	12 L/Charge	12 L/Charge
<b>Emissionsdaten</b>		
Geräuschpegel	56 dB(A)	56 dB(A)
Wärmeabgabe	700 W	700 W

Bitte lassen Sie sich fachkompetent von unseren Produktspezialisten beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf 040 7691500.

